

転倒防止商品 離床状態を点滅とメロディでお知らせ!

介護士さんの声から生まれました

「テントウボウシくん」



💡従来品とココが違う!

1. 感知エリアを狭小することにより介護作業時の誤作動を軽減します
2. 感知間隔は5秒（任意設定可能）としてお知らせ時の連続的な動作音を軽減
3. 見守り状態をランプで確認できます
4. 離床状態は点滅とスマートフォンのメロディでお知らせします
5. ヘッド先端から赤外線で動作を感知します
6. サイドレールやベッドボードに取付けます

大きさ : 縦36 cm

横5 cm

幅3.5 cm

感知範囲 : 前方2m程度

幅40 cm程度

ご利用者様の希望で明るさを離床状態動作時のみ点滅にするなど選ぶ事も可能で



小さな投資で大きな安心をお届け

株式会社秋田テクノデザイン

お問い合わせ



TEL

018-853-4215

FAX

018-853-4216

